

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Testato TÜV Berlino
Registrato FDA (USA)
Marcato CE

FUNZIONI

- **Telaio** in acciaio regolabile in altezza, verniciato con polveri epossidiche atossiche
- **Seduta** triangolare per contenere il bacino (sedile/schienale con angolazione a 90°). È imbottita e avvolgente, rivestita con materiale plastico resistente all'uso e alla pulizia
- **Paracolpi** elastici salva-muro e sfere di protezione all'estremità superiore delle aste
- **Ruote** 80 mm piene piroettanti, scorrevoli su cuscinetti a sfera, freni sulle ruote posteriori
- **Manubrio** regolabile in altezza e profondità
- **Divaricatore** regolabile per mantenere il contenimento del bacino




Riconducibile ai seguenti COD. ISO indicativi: 12.06.09.006 12.06.09.106 12.06.09.109 12.06.09.112 12.06.09.130 12.06.09.142
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

- BIRILLO 1** Mini
- BIRILLO 2** Piccolo
- BIRILLO 3** Medio
- BIRILLO 4** Grande

Colore Telaio: **blu**
Colore Tappezzerie: **giallo-verde-rosso**



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

MIS.	Peso Ausilio	Ingombro max.	Portata Massima	A	B	C	D	E	F	G
1	Kg. 8,5	cm 67	Kg. 30	cm 18	cm 59	cm 50	cm 19-27	cm 36-50	cm 18	cm 22
2	Kg. 10	cm 73	Kg. 40	cm 19	cm 65	cm 51	cm 22-30	cm 40-56	cm 20	cm 26
3	Kg. 11	cm 81	Kg. 50	cm 21	cm 73	cm 59	cm 22-34	cm 42-62	cm 23	cm 30
4	Kg. 12,8	cm 89	Kg. 60	cm 28	cm 78	cm 60	cm 22-40	cm 50-76	cm 30	cm 38

ACCESSORI

824
Tavolo trasparente con incavo riconducibile al Cod. ISO 12.06.09.136



860
Poggiatesta concavo regolabile in altezza



Note:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

