

comprensivo della
cintura addominale 828



Certificato **CERAH Francia**
Registrato **FDA (USA)**
Marcato **CE**

TUTTI I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
devono essere considerati **INDICATIVI**.
Il medico prescrittore, ai sensi dell'art.1 c.5 del N.T., può decidere
sulla "RICONDUCEBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE"

FUNZIONI


- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri poliesteri ed epossipoliesteri atossiche
- **Schiena** semirigida reclinabile su tre posizioni tramite chiusure lampo
- **Sedile** semirigido, leggermente inclinato
- **Tappezzeria** traspirante, sfilabile per il lavaggio con imbottitura e con stecche di rinforzo interno estraibili in alluminio; asole per l'inserimento degli accessori
- **Cestino** portaoggetti in rete sul retro dello schienale
- **Pedana** estraibile, regolabile in altezza
- **Fascia poggiamambe**
- **Ruote** impermeforabili, scorrevoli su cuscinetti a sfera: anteriori piroettanti da cm 15 e posteriori da cm 20 con freni indipendenti

COD. ISO: 12.27.03.006 12.27.03.121x2
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

- CLIP-1**
- CLIP-2**
- CLIP-3**
- Colore Cuscino: **Blu e grigio**
Colore Telaio: **Grigio metallizzato**



| MIS. | Portata Massima | Peso ausilio | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
|------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 1 | Kg. 30 | Kg. 10,8 | cm 40 | cm 30 | cm 51 | cm 99 | 0°-12° | cm 25 | cm 55 | 18° | cm 46 | cm 15-23 | cm 73 | cm 80 | cm 110 | cm 30 | cm 32 |
| 2 | Kg. 35 | Kg. 11 | cm 40 | cm 33 | cm 51 | cm 99 | 0°-12° | cm 30 | cm 59 | 18° | cm 48 | cm 21-31 | cm 73 | cm 90 | cm 110 | cm 30 | cm 32 |
| 3 | Kg. 40 | Kg. 11,2 | cm 40 | cm 36 | cm 51 | cm 104 | 0°-12° | cm 35 | cm 64 | 18° | cm 49 | cm 27-37 | cm 79 | cm 96 | cm 115 | cm 32 | cm 35 |

ACCESSORI

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 812 Direzionatori ruote anter. Riconducib. al Cod. ISO 12.06.09.145 | <input type="checkbox"/> 816 Cuscinetti di spinta laterale per il tronco Riconduc. al Cod. ISO 12.27.03.121x2 | <input type="checkbox"/> 817 Fasce inguinali divaricat. | <input type="checkbox"/> 818 Sacca termica | <input type="checkbox"/> 819 Cappottina | <input type="checkbox"/> 825 Sacca parapigioggia (da fissare alla cappottina 819) |
| <input type="checkbox"/> 827 Cinturini fermapiedi Riconducib. al Cod. ISO 12.27.03.130 | <input type="checkbox"/> 835 Poggiatesta regolabile Cod. ISO 12.27.03.133 | <input type="checkbox"/> 853 Cinghia a bretellaggio Cod. ISO 12.27.03.115 | <input type="checkbox"/> 891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc.) | <input type="checkbox"/> 894 Cinghia pelvica a 45° per bacino Cod. ISO 18.09.39.163 | <input type="checkbox"/> 903 Pettorina a 5 punti Riconducib. per funzione ai Cod. ISO 12.27.03.115 + 12.27.03.118 |

 906
Cintura a bretellaggio a 5 punti
Riconducib. per funzione ai Cod. ISO 12.24.06.139 + 12.24.06.142

Note:

.....

.....

.....

.....

