



Testato **DEKRA Stoccarda**
e iscritto nella **LISTA TEDESCA** degli **AUSILI TECNICI - HMV**
Registrato **FDA (USA)**
Marchato **CE**

TUTTI I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
devono essere considerati INDICATIVI

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

FUNZIONI

- **Telaio** in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato
- **Sostegno pelvico** imbottito, regolabile in altezza e in senso antero-posteriore
- **Sostegno ascellare** imbottito, regolabile in altezza e removibile
- **Braghetta di sostegno** in cotone di doppio spessore, regolabile in altezza con cinture e fibbie e in circonferenza con velcro
- **Ruote imperforabili** anteriori piroettanti da cm 17 e posteriori fisse da cm 30
- **Paracolpi** salvamuro in PVC
- **Freni manuali**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒


MISURE

- DINAMICO-2 (piccolo)** telaio **GIALLO**
- DINAMICO-3 (medio)** telaio **GIALLO**
- DINAMICO-4 (grande)** telaio **ANTRACITE**
- DINAMICO-5 (per adulto)** telaio **ANTRACITE**

Colore tappezzerie: **Nero**



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione



MIS.	PORTATA MAX.	A	B	C	D	E	F	G	PESO AUSILIO	Peso barre appesantimento	Ingombro max. di sterzata
2	Kg. 70	cm 74-90	cm 85-103	cm 21	cm 28	cm 75	cm 90	cm 74	Kg. 17,9	Kg. 5	cm 110
3	Kg. 85	cm 85-110	cm 97-124	cm 25	cm 30	cm 85	cm 94	cm 74	Kg. 19,3	Kg. 6,2	cm 116
4	Kg. 100	cm 93-120	cm 100-134	cm 30	cm 35	cm 110	cm 101	cm 78	Kg. 20,4	Kg. 7,4	cm 122
5	Kg. 115	cm 106-128	cm 116-141	cm 32	cm 41	cm 120	cm 111	cm 82	Kg. 22,7	Kg. 8,7	cm 135

ACCESSORI

809 Appoggio antibrachiale. In alternativa agli accessori 813 e 824



943 Cinturini per avambraccio, per appoggio antibrachiale



813 Manubrio regolabile. In alternativa all' accessorio 809



810 Barre di appesantimento vedi tabella



Note:

