



Prodotto registrato **FDA** (USA) - Prodotto marcato **CE**

- **TELAIO IN ALLUMINIO**, pieghevole per il trasporto e convertibile, dalla versione anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **SUPPORTI PELVICO E TORACICO** imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza in modo indipendente. Sostengono il bambino come fossero due mani, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori.
- **BARRE GRADUATE** sulle regolazioni in altezza.
- **BRAGA DI SOSTEGNO**, ergonomica, confortevole, regolabile e facilmente removibile per il lavaggio. Sostiene il bambino in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- **RUOTE** antiforatura e leggere, 2 anteriori piroettanti da cm 15 e 2 posteriori piene direzionate, da cm 17,5 adatte per uso interno ed esterno.
- **DIREZIONATORI** sulle ruote anteriori.
- dispositivo **ANTIRETROMARCIA**, **FRENATURA REGOLABILE**, **FRENO DI STAZIONAMENTO** sulle ruote posteriori.
- **PARACOLPI** per la protezione contro gli urti.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso
e manutenzione

ANTERIORE		POSTERIORE		DIMENSIONI UTENTE:
Circonferenza interna supporto pelvico e toracico da cm 53 a cm 79		Circonferenza interna supporto pelvico e toracico da cm 53 a cm 79		Altezza utente (C): min cm 75 max cm 100
PESO kg. 13,5	PORTATA MAX. kg. 35	PESO kg. 13,5	PORTATA MAX. kg. 35	IMPORTANTE: Assicurarsi che le altezze A e B rappresentate nella figura, rientrino nel range di misura indicato per i supporti pelvico e toracico



ORMESA S.r.l. - Via A. Da Sangallo, 1
 PACIANA - 06034 FOLIGNO (PG) ITALY
 TEL. +39 0742 22927 FAX +39 0742 22637
 info@ormesa.com - www.ormesa.com

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

MODULO D'ORDINE

GRILLO

STEER **mini**

SCEGLI LA VERSIONE ▶

ANTERIORE				POSTERIORE new		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PT COMPRESIVO DI: SUPPORTO TORACICO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANUBRIO	PA COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, ANTIBRACHIALI	P COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANUBRIO	PTM COMPRESIVO DI: TAVOLO TRASPARENTE CON MANUBRIO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA	PT COMPRESIVO DI: SUPPORTO TORACICO, SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANIGLIE	PA COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, ANTIBRACHIALI	P COMPRESIVO DI: SUPPORTO PELVICO, BRAGA ERGONOMICA, MANIGLIE

COMPONENTI ▼

925 Supporto Toracico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <small>rimuovendo il tavolo trasparente</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
924 Supporto Pelvico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
930 Braga Ergonomica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
894 Cintura tavolo per Grillo mini PTM	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/>	ND	ND	ND
926 Manubrio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	ND	ND	ND
926 Manubrio per Grillo mini PTM	ND	ND	ND	<input checked="" type="checkbox"/>	ND	ND	ND
809 Antibrachiali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <small>rimuovendo il tavolo e il manubrio</small>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
943 Cinturini per avambraccio	<input type="checkbox"/> <small>Disponibile in combinazione con antibrachiali 809</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <small>Disponibile in combinazione con antibrachiali 809</small>	<input type="checkbox"/> <small>Disponibile in combinazione con antibrachiali 809</small>	<input type="checkbox"/> <small>Disponibile in combinazione con antibrachiali 809</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <small>Disponibile in combinazione con antibrachiali 809</small>
937 Maniglie multi-regolabili per Grillo mini PTM	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/> <small>rimuovendo il manubrio</small>	ND	ND	ND
927 Manopole estraibili	ND	ND	ND	ND	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
890-SC Divisorio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
923 Maniglie di spinta per assistente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
929 Pedali per freno di stazionamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = INCLUSO □ = ACCESSORIO ND = NON DISPONIBILE

Note:.....