

Testato TÜV Berlino *comprensivo della cintura pelvica-addominale 828*
Certificato CERAH Francia
Registrato FDA (USA)
Marcato CE



DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:


Tutte le misure sono riconducibili ai seguenti COD. ISO: 12.27.03.006 12.27.03.139 12.27.03.142 12.27.03.145 12.24.03.109

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

MISURE

- NOVUS-2
- NOVUS-3
- NOVUS-4

Colore Cuscino: **Azzurro**



MIS.	Portata mazzima	Peso Pass. Senza ruote	Peso totale	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P
2	Kg. 45	Kg. 15,9	Kg. 19,5	cm 40	cm 20-30	cm 30-36	cm 27-37	cm 65-71	cm 103	cm 60	cm 87	cm 41	cm 101	cm 57	cm 83
3	Kg. 55	Kg. 17,3	Kg. 20,9	cm 43	cm 24-34	cm 35-41	cm 30-40	cm 71-80	cm 105	cm 63	cm 93	cm 41	cm 105	cm 60	cm 84
4	Kg. 65	Kg. 18,5	Kg. 22,1	cm 46	cm 28-38	cm 39-45	cm 30-44	cm 75-81	cm 107	cm 66	cm 96	cm 42	cm 110	cm 62	cm 90

ACCESSORI

<input type="checkbox"/> 812 Direzionatori ruote ant. Riconducibile al Cod. ISO 12.06.09.145 	<input type="checkbox"/> 817 Fasce inguinali 	<input type="checkbox"/> 818 Sacca termica 	<input type="checkbox"/> 819 Cappottina 	<input type="checkbox"/> 824 Tavolo trasparente con incavo Riconducibile al Cod. ISO 12.27.03.127 	<input type="checkbox"/> 825 Sacca parapoggia da fissare alla cappottina 819 	<input type="checkbox"/> 827 Cinturini fermapièdi Riconducibile al Cod. ISO 12.27.03.130
<input type="checkbox"/> 828 Cintura pelvica-addominale compresa nel modello base 	<input type="checkbox"/> 834 Cuneo divaricatore imbottito Riconducibile al Cod. ISO 12.27.03.118 	<input type="checkbox"/> 834R Cuneo divaricatore imbottito regolabile Riconducibile al Cod. ISO 12.27.03.118 	<input type="checkbox"/> 838 Cuscinetti di spinta laterale Riconducibile al Cod. ISO 12.27.03.121x2 	<input type="checkbox"/> 839 Appoggiamani Cod. ISO 18.09.39.154 	<input type="checkbox"/> 844 Fasce imbottite di protez. laterale 	<input type="checkbox"/> 852 Poggiatesta con prot. parietali Riconducibile al Cod. ISO 12.07.03.133
<input type="checkbox"/> 853 Pettorina a bretellaggio Riconducibile al Cod. ISO 12.07.03.115 	<input type="checkbox"/> 858 Cestino in rete 	<input type="checkbox"/> 863 Poggiatesta con prot. occipito parietali Cod. ISO 18.09.39.027 	<input type="checkbox"/> 868 Pelotte frontali avvolgenti per tronco Cod. ISO 18.09.39.151x2 	<input type="checkbox"/> 891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc.) 	<input type="checkbox"/> 894 Cinghia pelvica a 45° per bacino Cod. ISO 18.09.39.163 	<input type="checkbox"/> 903 Pettorina a bretellaggio a 5 punti Riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.145
<input type="checkbox"/> 906 Cintura a bretellaggio a 5 punti Cod. ISO 18.09.39.145 	<input type="checkbox"/> 892 Tappezzeria imbottita per pedana 	<input type="checkbox"/> 922 Portabottiglia 	<input type="checkbox"/> 905 Freno manuale 	<input type="checkbox"/> 854 Ombrellino parasole 	<input type="checkbox"/> 911 Cestino portarespiratore 	<p>TUTTI I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI</p> <p>Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici</p> <p> Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione</p>

Note: _____

