

- BASE per uso ESTERNO
- BASE per uso INTERNO

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

SISTEMA DI POSTURA MODULARE posizionabile su BASE DA INTERNO e DA ESTERNO



C
A
R
A
T
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E

UNITÀ DI SEDUTA REVERSIBILE, BASCULANTE E REGOLABILE.

- **Unità di seduta basculante** con molla a gas, **removibile** con sistema di aggancio/sgancio pratico, sicuro e a prova di errore, reversibile fronte mamma (base da esterno) in modo rapido, **dotato di sistema di sicurezza visivo**. Lo schienale è regolabile in altezza, la seduta in profondità in maniera precisa e continua e in larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- L'unità di seduta ha una tappezzeria estremamente traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare, composta da:
 - » **Tappezzeria portante non estraibile**: la trama dal design essenziale permette un'eccellente **traspirabilità** che riduce la sudorazione e la formazione dei batteri. La composizione del tessuto permette una **facile igienizzazione**. **Mantiene la performance anche a carichi elevati**, è **ignifuga** secondo la classe I di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
 - » **Rivestimento asportabile** è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, leggero e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed un **ottimo comfort**. Il tessuto esterno è anche estremamente resistente all'abrasione. Ignifugo secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014. Lavabile a 40°. Facilmente estraibile per il lavaggio con **tempi veloci di asciugatura**.
- **Schienale** reclinabile tramite molla a gas e regolabile in altezza in maniera precisa e continua. Lo schienale è **sagomato con forma contenitiva** e grazie alla resistente tappezzeria portante e alle **barre di alluminio**, garantisce un valido supporto confortevole e traspirante.
- **Poggiatesta** incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando l'unità di seduta è basculata e/o lo schienale reclinato.
- **Comprensivo di cintura ad angolo regolabile mod. 947.**
- **Braccioli** ampi e imbottiti, multiregolabili in altezza, larghezza e inclinazione (seguono le regolazioni delle pelotte al bacino).
- **Pelotte al bacino** di contenimento regolabili in larghezza, rotazione e profondità in maniera indipendente.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Pedana unica regolabile con fermatallon** oppure **pedane separate regolabili** (componente mod. 957).
- **Contenimenti laterali spalle** mod. 967 di serie nella versione da esterno.

BASE da ESTERNO (CRASH TESTED secondo le norme ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19) reversibile fronte mamma

- **Telaio** compatto e leggero dal **nuovo** design innovativo, facilmente manovrabile e chiudibile, con maniglione regolabile nell'inclinazione. **Riduce l'ingombro in profondità.**
- **Ruote** piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da 17 cm con direzionatori, posteriori da 30 cm con ammortizzatori e freni a tamburo e di stazionamento indipendenti.

BASE da INTERNO regolabile in altezza

- **Telaio compatto e regolabile in altezza** - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il **sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale.**
- **Basculazione attiva** utile per posizionare il bambino in posizione attiva, per svolgere attività che stimolano il raddrizzamento e l'attivazione della muscolatura posteriore.
- **Ruote gemellate piene piroettanti** da 7,5 cm, con **rivestimento in gomma** e freni di stazionamento.



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

SCEGLI IL COLORE DELL'UNITÀ DI SEDUTA POSTURALE

Rosa corallo

Azzurro

Marrone



SCEGLI LA BASE (selezionabili anche entrambe)

BASE DA ESTERNO

BASE DA INTERNO




MOLLA A GAS per sollevamento seduta (BASE DA INTERNO):

STANDARD (600N) per utenti con peso fino a 45 kg.

PIÙ LEGGERA (400N) per utenti con peso fino a 35 kg.


IN CASO DI MANCATA SELEZIONE del tipo di molla a gas, la base da interno verrà inviata con la **molla a gas STANDARD**.



ALTEZZA UTENTE: 115-140 cm


PORTATA MAX: 45 kg

TABELLA MISURE in cm



Unità di Seduta su base da esterno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
44	25-35	63	60-75	55	81	45°	28-40	16-20	25°	26-38	34	88	70	58	66	88	11,8 kg	13,2 kg	25 kg



Unità di Seduta su base da interno

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	peso telaio	peso unità di seduta	peso totale
44	25-35	58	60-75	45-65	74	45°	28-40	16-20	35°	26-38	41	14,9 kg	13,2 kg	28,1 kg

COMPONENTI AGGIUNTIVI per ENTRAMBE LE BASI

<p>863 Poggiatesta posturale regolabile in altezza, larghezza, inclinazione e profondità. Con supporti laterali regolabili.</p> <p><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M</p> 	<p>942 Poggiatesta ergonomico e modellabile regolabile in altezza, inclinazione, profondità e larghezza con alette regolabili.</p> <p><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L</p> 	<p><input type="checkbox"/> 835 Poggiatesta imbottito, sagomato e contenitivo. Regolabile in altezza. Misura S/M</p> 	<p>852 Poggiatesta con protezioni laterali, regolabile in larghezza.</p> <p><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M</p> 	
<p>838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza e inclinazione.</p> <p><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M</p> 	<p>967 Contenimenti laterali spalle. Di serie su base da esterno.</p> <p><input type="checkbox"/> Componente da opzionare per la base da interno</p> 	<p><input type="checkbox"/> 868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza e inclinazione. Misura S/M</p> 	<p><input type="checkbox"/> 853 Pettorina a bretellaggio. Misura S</p> 	<p><input type="checkbox"/> 853 slim Pettorina sagomata a 4 punti.</p> 
<p>947 Cintura pelvica ad angolo regolabile di serie.</p> <p><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M</p> 	<p>920 Cintura pelvica a quattro punti.</p> <p><input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M</p> 	<p>834N Divaricatore imbottito stretto.</p> <p><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M</p> 	<p>834R Divaricatore imbottito regolabile in abduzione.</p> <p><input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M</p> 	<p><input type="checkbox"/> 969 Kit cunei posturali.</p> 
<p><input type="checkbox"/> 824 Tavolo trasparente regolabile in altezza, profondità e inclinazione.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 827 Cinturini fermapiedi per pedana unica.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 957 Poggiagambe con pedane separate. Reg. in altezza, inclinazione e abduzione in modo indipendente.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 960 Fermatalloncini solo con poggiagambe 957</p> 	<p><input type="checkbox"/> 962 Fermapiedi + Fermatalloncini, solo con poggiagambe 957</p> 

COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da ESTERNO

<p><input type="checkbox"/> 839 Appoggiamani imbottito, regolabile in altezza e inclinazione.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 819 Cappottina versatile.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 825 Sacca parapoggia Solo con cappottina 819.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 891 Ancoraggi (4 anelli) Per il trasporto in direzione del senso di marcia del veicolo in movimento (auto, bus, ecc...)</p> <p>CRASH TESTED</p> <p>CONFORME ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19</p> 	
<p><input type="checkbox"/> 818 Sacca termica imbottita.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 858 Cestino porta oggetti e porta respiratore.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 935 Cestino porta bombola.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 922 Porta bottiglia o borraccia.</p> 	<p><input type="checkbox"/> 905 Freno manuale.</p> 

COMPONENTI AGGIUNTIVI SOLO per BASE da INTERNO


961 Pelotte per gomito. Regolabili in altezza.




824B Tavolo resistente e igienico, idoneo al contatto con alimenti. Multiregolabile.




863




mini/S A= 12 - 21 cm
Medium A= 15- 27 cm




942



mini/S A= 14 cm
Medium A= 16 cm
Large A= 17 cm




852




mini/S A= 12 - 21 cm
Medium A= 15- 27 cm

835




S/M
A= 18 cm

947




Small A= 19 cm B= 6 cm
Medium A= 25,5 cm B= 8 cm

868




S/M
A= 26 cm
B= 9 cm

920




Small A= 16 cm B= 15,5 cm
Medium A= 23 cm B= 19 cm

838




Small A= 10 cm B= 12 cm
Medium A= 11 cm C= 25-35 cm B= 17 cm

853




Small
A= 25 cm
B= 34 cm

853 slim



Medium
A= 33 cm
B= 46 cm
C= 5 cm

969




A= 25 cm
B= 11 cm
C= 3
D= 13 cm
E= 40 cm
F= 2,5 cm

834R

mini/S
A= 12 cm
B= 8-10 cm
C= 9 cm


Medium
A= 14 cm
B= 10-13 cm
C= 13 cm



834N


mini/s
A= 12 cm
B= 4 cm
C= 14 cm

Medium
A= 15 cm
B= 4 cm
C= 17 cm




824B

A= 16 cm
B= 38 cm
C= 53 cm
D= 64 cm




824

A= 13 cm
B= 30 cm
C= 40 cm
D= 48 cm



858

A= 16 cm
B= 40 cm
C= 27 cm



957

A= 15° di abduzione su base da interno
A= 5° di abduzione su base da esterno

