

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

comprensivo di cintura pelvica ad angolo variabile, di pelotte al bacino e prolunga schienale



CARATTERISTICHE

- **Trolli regolabile** è disponibile in tre misure
- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Una volta chiuso il **Trolli con seduta regolabile** rimane compatto e può essere trasportato come un trolley da viaggio.
- **Disponibile in due versioni: con prolunga schienale e con poggiatesta multiregolabile, entrambi chiudibili con il telaio.**
- **Maniglie** di spinta con **freni manuali e di stazionamento.**
- **Schienale** resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro. Reclinabile su tre posizioni e facilmente regolabile in altezza.
- **Seduta** leggermente basculata, facilmente regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte al bacino imbottite. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.
- **Tappezzeria** (non estraibile) estremamente traspirante, resistente e facilmente lavabile. **Ignifuga** secondo le *norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.*
- **Borsetta** porta manuale e chiave sul retro dello schienale.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza. **Pedane** ribaltabili e girevoli senza ingombro.
- **Ruote anteriori** piene (imperforabili) piroettanti da 7" (17 cm) per le misure 36 e 40; da 8" (20 cm) per la misura 43.
- **Ruote posteriori** piene (imperforabili) con **freni indipendenti a tamburo** da 10" (25 cm) per le misure 36 e 40; da 12" (30 cm) per la misura 43. **Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote.

tappezzeria traspirante e ignifuga



Marcato CE

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Misura: Colore Tappezzeria: Colore Telaio: **Nero**


- misura 36     Rosso  
 misura 40     Nero  
 misura 43

Unità di misura: cm

MISURE





chiuso con POGGIATESTA MULTIREGOLABILE863



con 956: kit ruote autospinta



chiuso con PROLUNGA SCHIENALE 823



	A	B	C	C1	D	E	F	G	Peso ausilio
misura 36	39	36 - 32 - 28*	59	64	36-46	46-56	42	94	15,1 kg
misura 40	43	40 - 36 - 32*	63	68	36-46	46-56	46	94	16,1 kg
misura 43	46	43 - 39 - 35*	66	71	36-46	46-56	46	97	17,1 kg

\* Con le pelotte al bacino 958 si riduce la larghezza di 4 e 8 cm togliendo lo spessore interno (36-40-43 larghezza senza pelotte).  
 \*\* Range di regolazione in altezza con componente aggiuntivo 951 max. 101 cm

COMPONENTI

**951** Maniglie di spinta regolabili in altezza. Senza l'uso di attrezzi!  
OPZIONABILE SOLO SE ORDINATE CON IL PRODOTTO



### SCIEGLI LA VERSIONE

**823** Prolunga schienale con asole per 865 e 835. Abbattibile per il trasporto.



**863** Poggiatesta multiregolabile in altezza, inclinazione e profondità.



In caso di **MANCATA SELEZIONE** del modello di poggiatesta, verrà fornito la prolunga schienale 823.

### OPZIONABILI SUCCESSIVAMENTE

#### Solo con prolunga schienale 823

**865** Poggiatesta imbottita traspirante.



**835** Poggiatesta sagomata con contenimento laterale ed occipitale. Mis. S-M.




**838** Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza, inclinazione ed in senso trasversale.

S  M



**868** Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco. Multiregolabili in altezza, larghezza ed inclinazione.

S




**947** Cintura pelvica ad angolo variabile Fornita di serie

S  M




**920** Cintura pelvica a 4 punti

S  M




**853** Pettorina a bretellaggio

S




**853 slim** Pettorina sagomata a quattro punti

M



**834N** Divaricatore imbottito ed estraibile

mini/S  
 M



**839** Poggiamani regolabile in inclinazione



**960** Fermatallonni



**956** Pedane con regolazione dell'inclinazione



**858** Cestino portaoggetti



**812** Direzionatori ruote anteriori



#### Solo per misure 36 e 40 con prolunga schienale 823

**819** Cappottina elevabile con borsetta e finestrelle posteriori. Si chiude con il telaio.



**825** Sacca parapigioggia. Da fissare alla cappottina 819




**825B** Telo posteriore di protezione da fissare alla cappottina 819



**968** Imbottiture per braccioli facili da rimuovere per il lavaggio.



**844** Imbottiture laterali al telaio



**891** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli.




**966** Kit ruote da autospinta (56 cm, 22") con freni a tamburo, a dispositivi di antibalzo e estrazione rapida.



MISURE COMPONENTI


**863**

Misura 36 > A= 15 cm  
Misura 40 > A= 15 cm  
Misura 43 > A= 19 cm




**823**

Misura 36 > A= 36 cm B= 20 cm C= 15,8 cm  
Misura 40 > A= 40 cm B= 20 cm C= 15,8 cm  
Misura 43 > A= 43 cm B= 20 cm C= 15,8 cm  
Misura 36-40-43 > B= 20 cm




**838**




small  
A=10 cm  
B=12 cm

medium  
A=11 cm  
B=17 cm

Misura 36 > C= 14-23 cm  
Misura 40 > C= 20-29 cm  
Misura 43 > C= 22-31 cm




**947**



small  
A=19 cm  
B=6 cm

medium  
A=25,5 cm  
B=8 cm


**920**



small  
A=16 cm  
B=15,5 cm


medium  
A=23 cm  
B=19 cm

**853 slim**



medium  
A=33 cm  
B=46 cm  
C=5 cm


**834N**



mini/S  
A=12 cm  
B=4 cm  
C=14 cm


medium  
A=15 cm  
B=4 cm  
C=17 cm

**868**




small  
A=26 cm  
B=9 cm

**853**



small  
A=25 cm  
B=34 cm

**951**



Note.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....