

comprensivo della
cintura pelvica a 45° per bacino



SECONDO LE NORME
ISO 7176/19
E ANSI RESNA WC/19

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

mis. Small

mis. Medium

Colore Telaio: **nero**

Colore tappezzeria: grigio scuro/verde

grigio scuro/rosa

grigio chiaro/verde

grigio chiaro/rosa



M
I
S
U
R
E



Seggiolino sganciato



Passeggino chiuso con seggiolino inserito



	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)	G (gradi)	J (gradi)	H (cm)	I (cm)	L (cm)	M (cm)	N (cm)	O (cm)	P (cm)	Q (cm)	R (cm)	S (cm)	portata max.	peso telaio	peso seggiolino	peso totale
Small	20-30	52-62	37	52	20-30	14-30	0°-35°	35°	100-110	57	67-96	35	88	33	82	50	81	90-120	35 kg	9,5 kg	8,5 kg	18 kg
Medium	25-36	60-75	46	55	30-40	20-38	5°-30°	40°	112-127	62	80-107	37	112	39	94	52	94	115-140	45 kg	11 kg	12,7 kg	23,7 kg

I numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

UNITÀ DI SEDUTA con SISTEMA DI BASCULAMENTO INCORPORATO

(Cod. ISO indicativi 18.09.39.021 + 18.09.39.103 + 18.09.39.133 + 18.09.39.136 + 18.09.39.163 + 18.09.39.033)

- POGGIATESTA incorporato nello schienale in modo che il bambino abbia sempre un sostegno quando il seggiolino è basculato e lo schienale reclinato, anche senza accessori.
- SCHIENALE rigido, reclinabile e regolabile in altezza. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del bacino.
- SEDUTA basculante con sedile regolabile (reversibile mis. Small, base 869)
- TAPPEZZERIA ignifuga, riciclabile, colori durevoli e resistenti al sudore, alla luce, al lavaggio a secco e in lavatrice. Massima resistenza allo sfregamento. Certificato Oeko-Tex: per prodotti tessili a diretto contatto con la pelle, garanzia di qualità e sicurezza per la salute.
- CINTURA PELVICA a 45° per bacino (mod. 894).
- PEDANA ribaltabile, con regolazione per la flessione estensione del piede e POGGIAGAMBE regolabile in altezza e inclinazione. Il punto di cerniera coincide con il fulcro fisiologico del ginocchio.

BASE da ESTERNO a 4 ruote 869 - CRASH TESTED ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19

(Cod. ISO indicativo 18.09.39.006)

- TELAIO pieghevole in alluminio, con maniglione regolabile nella inclinazione. Si adegua all'altezza della mamma e riduce l'ingombro in ascensore.
- RUOTE piene, leggere e scorrevoli su tutte le superfici: anteriori da cm 17, con direzionatori. Posteriori: da cm 25 (mis. Small), da cm 30 (mis. Medium) con ammortizzatori e freni di stazionamento indipendenti a tamburo.

BASI da INTERNO ELEVABILI 856 E 851 (Cod. ISO indicativo 18.09.39.003), FISSA 850

- TELAIO pieghevole in acciaio, regolabile in altezza in modo semplice e sicuro con molla a gas e leva manuale (BASE 851) e pedale (BASE 856)
- RUOTE piene piroettanti da cm 10 con freni (per base 856).
- RUOTE piene piroettanti da cm 7,5 con freni (per base 851).

ITALIANO - Cod. 22945 - 25-03-24



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

COMPONENTI AGGIUNTIVI

863
 Poggiatesta con protezioni occipito-parietali
 Cod. ISO 18.09.39.027



852
 Poggiatesta con protez. parietali
 Ric. Cod. ISO 12.27.03.133



942
 Poggiatesta ergonomico per Bug Small
 Cod. ISO: 18.09.39.027

S M



942
 Poggiatesta ergonomico per Bug Medium
 Cod. ISO: 18.09.39.027


M L




835
 Poggiatesta sagomato



934
 Attacco per poggiatesta a sospensione.
 Disponibile solo per accessorio 863




838
 Pelotte toracali regolabili
 Cod. ISO 18.09.39.148x2




868
 Pelotte frontali avvolgenti per tronco
 Ric. Cod. ISO 18.09.39.151x2



834
 Cuneo Divaricatore imbottito
 Cod. ISO 18.09.39.157




834R
 Cuneo Divaricatore imbottito regolabile
 Cod. ISO: 18.09.39.157 + 18.09.39.160



853
 Pettorina a bretellaggio
 Cod. ISO 18.09.39.145



903
 Pettorina a bretellaggio a cinque punti
 Cod. ISO 18.09.39.145



906
 Cintura a bretellaggio a cinque punti
 Cod. ISO 18.09.39.145



894
 Cintura pelvica a 45° per bacino (compresa nel modello base)
 Cod. ISO 18.09.39.163



920
 Cintura a quattro punti
 Cod. ISO 18.09.39.163




827
 Cinturini fermapiedi
 Ric. Cod. ISO 12.27.03.130



839
 Appoggiamani
 Cod. ISO 18.09.39.154



824
 Tavolo trasparente reclinabile con bordo ed incavo
 Ric. Cod. ISO 18.09.39.172



824B
 Ampio tavolo regolabile solo per basi da interno 850-851-856
 ric. Cod. ISO: 18.09.39.172



905
 Kit Freno manuale



935
 Cestino porta bombola
 Dimensioni massime della bombola di ossigeno: altezza 600 mm (valvola inclusa) - diam. 140 mm.



819 Cappottina
 Nero/verde Nero/rosa



825
 Sacca parapigioggia da fissare alla cappottina 819



B18
 Sacca termica



858
 Cestino in rete solo per base da esterno 869



911
 Cestino porta cestino respiratore



892
 Tappetino imbottito per pedana



891
 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc.) SOLO per BASE 869



922
 Portabottiglia



851
 Base da INTERNO compatta elevabile
 Cod. ISO: 18.09.39.003



856
 Base da INTERNO elevabile
 Cod. ISO 18.09.39.003



856
 Base da INTERNO elevabile
 Cod. ISO 18.09.39.003

