

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Marcato CE

- CARATTERISTICHE**
- **Telaio** fisso in acciaio cromato. **Base** stretta per facili accessi in ascensore
 - **Rivestimento** in materiale plastico speciale ignifugo, semielastico indistruttibile e lavabile, igienico, traspirante e antiscivolo
 - **Poggiatesta** antibatterico, ampio e avvolgente, imbottito, lavabile e regolabile in altezza, in rotazione verticale ed in senso antero-posteriore
 - **Schienale** avvolgente, regolabile in inclinazione con molla a gas.
 - **Seduta** ergonomica leggermente inclinata, disponibile in 3 larghezze e regolabile nella profondità in 2 posizioni
 - **Fianchi** chiusi, estraibili e girevoli lateralmente con **braccioli** regolabili in altezza e imbottiti
 - **Paraspigoli** imbottiti per le ginocchia
 - **Poggiagambe** regolabile con grande fascia di sostegno imbottita
 - **Pedana** unica ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'assistente, la salita e la discesa dell'utilizzatore
 - **Ruote** impermeforabili anteriori da cm 20 e posteriori da cm 30 con **freno** a tamburo azionabile tramite un unico comando a pedale; misura 50 con ruote pneumatiche.
- Isritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco




MISURE

- 203-5 mis. 40 Telaio: **cromato**
Colore Tappezzerie: **blu** (accessorio 836)
- 203-5 mis. 45 Colore Rivestimento in Corda Plastica: **blu metallizzato**
- 203-5 mis. 50



Attenzione!
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione

	misura 40	misura 45	misura 50
A: larghezza sedile	cm 40	cm 45	cm 50
B: larghezza ruote	cm 52	cm 57	cm 62
C: larghezza schienale	cm 49	cm 54	cm 59
D: Ingombro in larghezza	cm 59	cm 64	cm 69
Peso ausilio	kg 25,4	kg 26	kg 26,5
Portata massima	kg 100	kg 110	kg 110




COMPONENTI AGGIUNTIVI

824-R
Tavolo reclinabile, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza. Cod. ISO 18.09.18.229

824-F
Tavolo fisso, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza Cod. ISO (ricostituibile) 12.27.03.127

Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.



894
Cintura pelvica a 45°

834 Cuneo divaricatore imbottito
Regolabile in altezza e in antero/posteriore.

836 Tappezzeria schienale, sedile e poggiagambe. Asportabile per il lavaggio.

827 Cinturini fermapiedi

892 Tappezzeria imbottita per pedana
Asportabile per il lavaggio.

896 Tappezzeria tavolo
Asportabile per il lavaggio.

933 Asta portaflebo

