

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato.
- **Sostegno pelvico** imbottito, regolabile in altezza e in senso antero-posteriore.
- **Sostegno toracico** imbottito, regolabile in altezza e removibile.
- **Imbragatura di sostegno** in cotone di doppio spessore, regolabile in altezza con cinture e fibbie e in circonferenza con velcro.
- **Ruote** impermeabili anteriori piroettanti da cm 17 e posteriori fisse da cm 30.
- **Paracolpi** salvamuro in PVC.
- **Freni manuali.**



Testato **DEKRA Stoccarda**  
e iscritto nella LISTA TEDESCA degli AUSILI TECNICI - HMV  
Registrato **FDA (USA)**  
Marcato **CE**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

- DINAMICO-3 (medio)**  
telaio **GIALLO**
- DINAMICO-4 (grande)**  
telaio **ANTRACITE**
- DINAMICO-5 (per adulto)**  
telaio **ANTRACITE**



Attenzione!  
Leggere attentamente  
il manuale d'uso e  
manutenzione



ST\*: supp. toracico  
SP\*: supp. pelvico

MIS.	Portata Massima	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso ausilio	Peso barre appesant.
3	<b>Kg. 85</b>	cm 85-110	cm 97-124	cm 25	cm 30	cm 85	cm 94	cm 74	cm 120-155	Kg. 19,3	Kg. 6,2
4	<b>Kg. 100</b>	cm 93-120	cm 100-134	cm 30	cm 35	cm 110	cm 101	cm 78	cm 140-175	Kg. 20,4	Kg. 7,4
5	<b>Kg. 115</b>	cm 106-133	cm 116-146	cm 32 ST* / 41 cm SP*	cm 41	cm 120	cm 111	cm 84	cm 160-195	Kg. 22,7	Kg. 8,7

## COMPONENTI AGGIUNTIVI

**809** Antibrachiale multiregolabile. In alternativa agli accessori 813 e 824



**943** Cinturini per avambraccio, per antibrachiale multiregolabile



**813** Manubrio regolabile. In alternativa agli antibrachiali 809



**810** Barre di appesantimento (mis. 2,3,4,5) Per il riscontro del peso aggiunto vedi tabella sopra riportata



**814E** Divisorio intermedio

