

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio verniciato con polveri epossidiche atossiche e cromato.
- **Sostegno pelvico** imbottito, regolabile in altezza e in senso antero-posteriore.
- **Sostegno toracico** imbottito, regolabile in altezza e removibile.
- **Imbragatura di sostegno** in cotone di doppio spessore, regolabile in altezza con cinture e fibbie e in circonferenza con velcro.
- **Ruote** piroettanti da cm 8, tutte con freno a doppio effetto.
- **Paracolpi** salvamuro in PVC.



Testato **DEKRA Stoccarda**
e iscritto nella LISTA TEDESCA degli AUSILI TECNICI - HMV
Registrato **FDA (USA)**
Marcato **CE**

Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MISURE

- DYNAMICO-1 (mini) **telaio GIALLO**
- DYNAMICO-2 (piccolo) **telaio GIALLO**
- DYNAMICO-3 (medio) **telaio GIALLO**
- DYNAMICO-4 (grande) **telaio ANTRACITE**
- DYNAMICO-5 (per adulto) **telaio ANTRACITE**

Colore tappezzerie: **Nero**

⚠ **Attenzione!**
Leggere attentamente
il manuale d'uso e manutenzione



ST*: supp. toracico
SP*: supp. pelvico

MIS.	Portata massima	A	B	C	D	E	F	G	Altezza Utente	Peso Ausilio	Peso barre appesant.	Ingombro max. di sterzata
1	Kg. 55	cm 44-60	cm 52-70	cm 18	cm 25	cm 65	cm 79	cm 66	cm 75-100	Kg. 12	-----	cm 97
2	Kg. 70	cm 66-82	cm 77-95	cm 21	cm 28	cm 75	cm 84	cm 66	cm 95-130	Kg. 14,6	Kg. 5	cm 101
3	Kg. 85	cm 77-102	cm 89-116	cm 25	cm 30	cm 85	cm 88	cm 66	cm 120-155	Kg. 15,6	Kg. 6,2	cm 104
4	Kg. 100	cm 85-112	cm 92-126	cm 30	cm 35	cm 110	cm 95	cm 71	cm 140-175	Kg. 17	Kg. 7,4	cm 117
5	Kg. 115	cm 97-125	cm 105-138	cm 32 ST* / 41 cm SP*	cm 41	cm 120	cm 106	cm 77	cm 160-195	Kg. 19,7	Kg. 8,7	cm 127

COMPONENTI AGGIUNTIVI

809 Antibrachiali Multiregolabili. In alternativa agli accessori 813 e 824



943 Cinturini per avambraccio per antibrachiali multiregolabili



824 Tavolo trasparente con incavo. In alternativa agli accessori 809 e 813



813 Manubrio regolabile. In alternativa agli accessori 809 e 824



815 Sella divaricatrice (mis. 2,3,4)



810 Barre di appesantimento (mis. 2,3,4,5) Per il riscontro del peso aggiunto vedi tabella sopra riportata



814 Divisorio intermedio



811 Frenatura regolabile per ruote anteriori



812 Direzionatori per ruote posteriori



ITALIANO - Cod. 22557 - 08.2021