

Il deambulatore GRILLO stimola e facilita lo schema del passo, allena a mantenere l'equilibrio del bacino e del tronco, organizza una visione più ampia e strutturata dello spazio, delle distanze e dell'ambiente che circonda il soggetto in posizione eretta, sviluppa l'autonomia fisica e l'indipendenza psicologica sperimentando la possibilità di operare da soli, senza l'aiuto di altri.

Grillo compensa la mancanza di equilibrio grazie ai supporti ergonomici e alla base stabile e consente così all'utente, di concentrare le proprie abilità residue solo nella deambulazione.

Grillo è versatile e personalizzabile grazie ai componenti intercambiabili senza l'uso di attrezzi.



Prodotto registrato FDA (USA) Prodotto marcato CE



- **TELAIO LEGGERO** in alluminio, **ABBATTIBILE** per il trasporto e con **SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA BREVETTATO**.
- **SUPPORTO PELVICO** e **SUPPORTO TORACICO** imbottiti, regolabili in altezza, larghezza e circonferenza. Sostengono l'utente come fossero DUE MANI, conferendo un senso di sicurezza che gli consente di concentrarsi sulla deambulazione senza timori. Il **SUPPORTO TORACICO** può essere regolato anche in inclinazione ed in senso antero-posteriore.
- **IMBRAGATURA ERGONOMICA** regolabile e facilmente removibile per il lavaggio. Sostiene l'utente in caso di necessità senza generare alcuna pressione a livello genitale-inguinale.
- **MANUBRIO** removibile e regolabile, ha la funzione di un appoggiamani.
- **RUOTE** antiforatura e leggere: 2 anteriori

piroettanti con direzionatori; da cm. 15 (mis. mini e Small) e cm 17,5 (mis. Medium e Large) 2 posteriori piene fisse, da cm 20 (mis. mini e Small) e cm. 25 (mis. Medium e Large) adatte per uso interno ed esterno.

- Dispositivo **ANTIRETROMARCIA, FRENATURA REGOLABILE** e **FRENO DI STAZIONAMENTO** sulle ruote posteriori, facilmente azionabile tramite pedale rosso.
- **DIREZIONATORI** anteriori.
- **PARACOLPI** semielastici per la protezione contro gli urti.



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

ANTERIORE	POSTERIORE	DIMENSIONI UTENTE
<p>Circonferenza interna supporto pelvico e toracico</p> <p> da cm 81 a cm 140</p> <p> 84 - 147 63 - 120</p> <p style="text-align: center;">111 80</p>	<p>Circonferenza interna supporto pelvico e toracico</p> <p> da cm 81 a cm 140</p> <p> 84 - 147 63 - 120</p> <p style="text-align: center;">111 80</p>	<p>ALTEZZA UTENTE (C): cm 150-190</p> <p></p>
<p>PESO AUSILIO kg. 29,5 PESO MASSIMO kg. 110</p>	<p>PESO AUSILIO kg. 28,5 PESO MASSIMO kg. 110</p>	<p>IMPORTANTE: Assicurarsi che le altezze rappresentate in figura A e B rientrino nel range di misura indicato per i supporti.</p>



scarica e invia il modulo a
info@ormesa.com

DISTRIBUTORE/AGENTE:

DATA ORDINE:

DATA CONSEGNA:

NOME DESTINATARIO/UTENTE:

MODULO D'ORDINE

GRILLO



Anteriore

Posteriore

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE >	Anteriore			Posteriore		
	PT	PA	P	PT	PA	P
COMPONENTI AGGIUNTIVI 925, 924, 930: puoi scegliere la misura più piccola	<input type="checkbox"/> Comprensivo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	<input type="checkbox"/> Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	<input type="checkbox"/> Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > manubrio	<input type="checkbox"/> Comprensivo di: > supporto toracico > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie	<input type="checkbox"/> Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > antibrachiali	<input type="checkbox"/> Comprensivo di: > supporto pelvico > imbragatura ergonomica > maniglie
865 Poggiatesta multiregolabile	ND	ND	ND	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925	<input type="checkbox"/> in combinazione con supporto toracico 925
925 Supporto toracico	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
924 Supporto pelvico	●	●	●	●	●	●
930 Imbragatura ergonomica	●	●	●	●	●	●
926 Manubrio	●	<input type="checkbox"/>	●	ND	ND	ND
809 Antibrachiali	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> con snodo	●	<input type="checkbox"/> con snodo
943 Cinturini per avambraccio	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in combinazione con antibrachiali 809
939 Maniglie ergonomiche	<input type="checkbox"/>	●	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> con snodo	●	<input type="checkbox"/> con snodo
927 Manopole estraibili	ND	ND	ND	●	<input type="checkbox"/>	●
815 Abduttore prossimale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
946 Sella ergonomica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-C Divisorio con cosciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
890-SC Abduttore distale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
810 Barre di appesantimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
928 Ruote posteriori per base stretta con pedali. SOLO USO INTERNO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● > INCLUSO NELLA CONFIGURAZIONE SCELTA

> ACCESSORIO

ND > NON DISPONIBILE