

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

**CARATTERISTICHE**

- **TELAIO** in acciaio cromato e verniciato con polveri epossidiche atossiche. Base stretta, per piccoli spazi.
- **RIVESTIMENTO della SEDUTA e dello SCHIENALE** in **MATERIALE semi-elastico, speciale formula esclusiva:**
  - 1) si adatta alle forme dell'utente e impedisce il suo scivolamento, con il risultato di un **ECCELLENTE COMFORT e MANTENIMENTO DELLA POSTURA**, anche durante le modifiche della reclinazione dello schienale e del basculamento (si adatta alle forme dell'utente, mantenendo la sua funzione di sostegno).
  - 2) facilmente lavabile per mantenere l'**IGIENE** dell'utente; consente il **PASSAGGIO DELL'ARIA** mantenendo il **MICROCLIMA OTTIMALE** che **AIUTA LA PREVENZIONE delle PIAGHE** da DECUBITO.
  - 3) resistente e ignifugo, **GARANZIA DI DURABILITÀ e SICUREZZA**.
- **CUSCINO** ergonomico, traspirante, atossico, ignifugo; non interferisce sui benefici del rivestimento in corda. Agganciato tramite bottoni, facilmente asportabile per il lavaggio in lavatrice.
- **SCHIENALE** ergonomico (contenitivo). **La speciale forma consente l'allineamento capo/tronco/bacino, impedisce lo scivolamento laterale del tronco e non genera pressioni sui processi spinosi dei corpi vertebrali.** Reclinabile (con posizione bloccabile tramite perno di sicurezza). Regolabile in altezza, abbattibile.
- **SEDUTA** bassa e leggermente inclinata. Regolabile su 4 livelli di profondità.
- **POGGIATESTA** ampio e avvolgente, imbottito, regolabile (in altezza, inclinazione, profondità, traslazione laterale). Consente il **corretto allineamento** tra capo e tronco, senza interferire con la visualità dell'utente. Antibatterico e igienico.
- **BRACCIOLI** imbottiti e regolabili in altezza in modo semplice e stabile, tramite levetta.
- **MANIGLIONE DI SPINTA** regolabile in inclinazione e altezza per agevolare la gestione dell'assistente.
- **REGOLAZIONI SENZA SFORZO e CONTINUE:** basculamento, reclinazione dello schienale, e inclinazione dei poggia-gambe sono azionati tramite molle a gas indipendenti.
- **FIANCHETTE** apribili a forbice, eliminano gli ostacoli al trasferimento e agevolano la salita e la discesa dell'utente.
- **POGGIAGAMBE** ergonomici, estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione senza sforzo, attivabili con molle a gas.
- **POGGIAPOLPACCI** regolabili in profondità e in inclinazione libera per assecondare i movimenti della gamba.
- **PEDANE** regolabili in flessione-estensione e altezza.
- **RUOTE PIENE:** piroettanti da 5", posteriori con freni.

L'alternativa all'allettamento



DM Marcato   
Iscritto al RDM con n. 1338411/R

Riconducibile per omogeneità funzionale ai seguenti Codici ISO:   
18.09.18.012 18.09.18.220   
18.09.18.202 18.09.18.205


**Attenzione!**   
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI. JUDITTA è un ausilio con caratteristiche diverse da quelle descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE".

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

**COLORI**  
**MISURE**

- COLORE TELAIO:  bianco  nero
- COLORE TAPPEZZERIA:  grigio scuro  grigio chiaro
- MISURA:  36  40  45  50



Juditta B12	misura 36	misura 40	misura 45	misura 50
<b>A Larghezza sedile</b>	cm 36	cm 40	cm 45	cm 50
<b>B Profondità sedile</b>	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49	cm 40-43-46-49
<b>C Larghezza schienale</b>	cm 47	cm 47	cm 52	cm 57
<b>D Ingombro in larghezza</b>	cm 60	cm 60	cm 65	cm 70
<b>H Inclinaz. sedile (basculam.)</b>	da 10° a 35°	da 10° a 35°	da 10° a 35°	da 10° a 35°
<b>I Inclinaz. schienale</b>	da 10° a 38°	da 10° a 38°	da 10° a 38°	da 10° a 38°
<b>Peso ausilio</b>	kg 37	kg 37	kg 39	kg 40
<b>Portata max</b>	kg 120	kg 120	kg 130	kg 140

numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

<p><input type="checkbox"/> <b>824-R</b> Tavolo reclinabile, regolabile in inclinazione e profondità con blocco di sicurezza. Cod. ISO 18.09.18.229</p> <p><input type="checkbox"/> <b>824-F</b> Tavolo fisso, regolabile in profondità con blocco di sicurezza. Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127</p> <p>Costruito con materiale resistente e leggero, igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>894</b> Cintura pelvica a 45° Cod. ISO 18.09.39.163</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>834</b> Cuneo divaricatore imbottito regolabile. Riconducibile al Cod. ISO 18.09.18.223</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>892</b> Tappezzeria imbottita per pedana</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>914</b> Bloccaggio per pedana unica Riconducibile al Cod. ISO 18.09.18.217</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>896</b> Tappezzeria imbottita per tavolo</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>916</b> Fascia poggia-gambe imbottita</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>933</b> Asta portaflebo</p>
<p><input type="checkbox"/> <b>936</b> Tappezzeria asportabile per poggiatesta</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>938</b> Tappezzeria impermeabile</p>		