

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



MARCATO CE



**Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione**

CARATTERISTICHE

- **Telaio** senza sporgenze per consentire la rotazione del tronco e lo spostamento laterale delle braccia. Regolabile in altezza tramite pomelli, senza l'utilizzo di chiavi, "tools free".
- **Tavolo** in legno di betulla, asportabile e regolabile in altezza, inclinazione e profondità.
- **Supporto toracico** regolabile in circonferenza con velcro, in altezza e in antero-posteriore.
- **Supporto pelvico** regolabile in circonferenza con velcro, in altezza e in antero-posteriore.
- **Barre numerate** per ripristinare l'assetto posturale scelto dal terapista.
- **Ginocchiere** regolabili in altezza, larghezza, profondità ed in senso rotatorio.
- **Fermatacchi** regolabili in larghezza e profondità.
- **Pedana** in legno di betulla, offre un riferimento stabile al bambino.
- **Ruote gemellate** piene, diametro 75mm, posteriori con freni. Consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra, con il bambino inserito.


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

MINI STANDY-1

MINI STANDY-2

MINI STANDY-3

MISURE



mis.	Port. Max.	Peso Tot.	A	B	C	D*	E	F	G	L	M**	N
1	35 kg	19 kg	60 cm	74-86 cm	49-77 cm	64 cm	14-26 cm	41-55 cm	53-72 cm	60 cm	18 cm	75-100 cm
2	45 kg	21 kg	70 cm	78-90 cm	59-87 cm	65 cm	14-32 cm	52-68 cm	67-94 cm	65 cm	22 cm	95-125 cm
3	55 kg	23 kg	80 cm	83-95 cm	69-100 cm	70 cm	14-42 cm	62-86 cm	82-110 cm	70 cm	29 cm	120-150 cm

**COMPONENTI AGGIUNTIVI**


**944 Riduttori di circonferenza** Spessore: 3 cm cad.

**865 Poggiatesta multiregolabile**



scarica e invia il modulo a [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

Note:



.....

.....

.....

.....

.....