



secondo la
norma
ISO 7176-19



Certificato CERAH Francia
Marcato CE

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio** pieghevole in acciaio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Cuscino** asportabile, rivestito con tessuto 100% poliestere.
- **Schienale** rigido, reclinabile su quattro posizioni con semplice bloccaggio a scatto.
- **Sedile** rigido fisso.
- **Poggiagambe** reclinabile con bloccaggio rapido.
- **Pedana** regolabile e ribaltabile con battitacco.
- **Freni** a tamburo.
- **Ruote**: anteriori imperforabili piroettanti da cm 17,5 e posteriori imperforabili da cm 30.

Riconducibile ai seguenti COD. ISO indicativi: 12.27.03.006 12.24.03.109
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 154988/R

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



MISURE


OBI-2

OBI-3


OBI-4

Colore Telaio:
azzurro

Colore Cuscino:
verde-rosa-blu
(combinati)



Attenzione! Leggere
attentamente
il manuale d'uso e
manutenzione



MIS.	portata massima	peso ausilio	A	B	C	D	E	F	G	L	M	H
2	Kg. 50	Kg. 17,4	cm 60	cm 33	cm 99	cm 97	cm 30	cm 62	cm 23-35	cm 92	cm 50	cm 120-140
3	Kg. 60	Kg. 18,5	cm 62,5	cm 37	cm 109	cm 103	cm 36	cm 68	cm 29-44	cm 95	cm 46	cm 135-155
4	Kg. 70	Kg. 20,1	cm 66,5	cm 41	cm 124	cm 105	cm 40	cm 76	cm 32-47	cm 103	cm 51	cm 150-175

COMPONENTI AGGIUNTIVI

835 Poggiatesta con protez. parietali
Cod. ISO 12.27.03.133



816 Cuscinetti di spinta laterale Cod. ISO12.27.03.121x2



834 Divaricatore imbottito Cod. ISO 12.27.03.118



853 Cinghia a bretellaggio Cod. ISO 12.27.03.115




827 Cinturini fermapièdi Cod. ISO 12.27.03.130



839 Appoggiamani Cod. ISO 18.09.39.154



837 Tavolino normale Cod. ISO12.27.03.124



819 Cappottina



825 Sacca parapoggia (da fissare alla cappottina 819)



818 Sacca termica




858 Cestino in rete



812 Direzionatori ruote anteriori Cod. ISO 12.06.09.145



891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)



Note:

ITALIANO - Cod. 22554 - 08.2021