

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Comprensivi di tavolo, sostegno per il tronco e fermapièdi

**STANDY 4**  
grande per adulti



**STANDY 3**  
medio

Testato TÜV Berlino  
Registrato FDA (USA)  
Marcato CE

C  
A  
R  
A  
T  
T  
E  
R  
I  
S  
T  
I  
C  
H  
E

**Standy** è costituito da una ROBUSTA STRUTTURA in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche

- **Tavolo** in legno rivestito con laminato plastico, regolabile in altezza e asportabile
- **Ginocchiere** imbottite regolabili in larghezza, profondità e altezza
- **Spinta posteriore** e **sostegno pettorale** imbottiti; sostegno registrabile per le braccia
- **Fermatacchi** regolabili in larghezza e profondità
- **Pedana** in lamiera di alluminio mandorlato antiscivolo
- **Ruote** consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra inclinandolo, senza l'utilizzatore

COD. ISO per STANDY 3 e per STANDY 4 (riconducibile): 03.48.21.036 03.48.21.118 03.48.21.103 03.48.21.112x2  
Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici (Ministero della Salute)  
TUTTI I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere considerati INDICATIVI. Il medico proscrittore, ai sensi dell'art.1 c.5 del N.T., può decidere sulla "RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE"

M  
I  
S  
U  
R  
E


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

**STANDY 3** medio

Colore Telaio: **bronzo**  
Colore Tappezzeria: **marrone**

**STANDY 4** grande per adulti

Colore Telaio: **bronzo**  
Colore Tappezzeria: **marrone**



MISURA	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C	D	E	F	G	H	L
STANDY 3	Kg. 90	Kg. 30	cm 89	cm 76	cm 63-93	cm 81-121	cm 69	cm 24-49	cm 74	cm 110-160	cm 30
STANDY 4	Kg. 120	Kg. 38	cm 100	cm 85	cm 72-106	cm 84-129	cm 79	cm 30-57	cm 80	cm 135-180	cm 39

Attenzione!  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

### COMPONENTI AGGIUNTIVI

**865** Poggiatesta  
ricond. per funz. al Cod. ISO 18.09.39.027



**857** Spinta laterale per bacino (1 pz.)



**945** Asta apertura spinta posteriore per Standy 4



**861** Set di 4 ruote con freno



**902** Fermapièdi anteriori con cinturini



ITALIANO - Cod. 22977 - 08.2021

scarica e invia il modulo a [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)