

Comprendente di tavolo imbottito e kit elettrico

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Registrato FDA (USA)

Marcato CE

CARATTERISTICHE

- **Telaio** in acciaio tubolare, cromato nelle parti scorrevoli e verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **2 ruote** per piccoli spostamenti interni senza l'utilizzatore.
- **Fermatallon** regolabili in profondità ed estraibili.
- **Ginocchiere** imbottite, con regolazione in profondità, altezza e abduzione.
- **Tavolo** imbottito regolabile in altezza, scorrevole in senso antero-posteriore.
- Due **pulsanti d'emergenza** uno posizionato sotto il tavolo per l'utilizzatore e uno posizionato sul pannello di controllo per l'operatore.
- **Fascia di sollevamento** ergonomica, con rivestimento interno in tessuto tecnico antiscivolo e ganci per la trazione in salita. **Disponibile anche con cintura pelvica**, vedi modelli di seguito.

**COD. ISO indicativi:** 03.48.21.036 03.48.21.103 03.48.21.118 Riconducibile 12.24.03.157

**Iscritto al Repertorio Dispositivi Medici** (Ministero della Salute)

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco



MISURE

- STANDY ELECTRO 2000 (per adulti)**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI mod. 907**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA mod. 908**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA mod. 909**
- FASCIA DI SOLLEVAMENTO mod. 910**



**Attenzione!**  
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Colore Telaio: **prugna**

Colore Tappezeria: **nero**



910 FASCIA DI SOLLEVAMENTO



FASCIA DI SOLLEVAMENTO STANDARD



907 FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI



908 FASCIA DI SOLLEVAMENTO CON CINTURA PELVICA



909 FASCIA DI SOLLEVAMENTO MAXI CON CINTURA PELVICA



**Peso Totale 55 kg**  
**Portata Massima 120 kg**  
**Altezza Utente 140-180 cm**

## COMPONENTI AGGIUNTIVI

**857** Spinte laterali per bacino



**865** Poggiatesta e spinta posteriore riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.027



**866** Sostegno per bacino, schiena e testa riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.015



**867** Sostegno per bacino riconducibile al Cod. ISO 18.09.39.015



**902** Fermapiedi anteriori regolabili con cinturini riconducibile al Cod. ISO 12.24.03.115

