

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19



tappezzeria altamente traspirante ed ignifuga

Marcato CE



Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

#### CARATTERISTICHE

- Disponibile in tre misure
- 2 versioni: Trolli T30 e Trolli T60 con ruote da autospinta.
- Telaio leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Una volta chiuso il Trolli rimane compatto e può essere trasportato come un trolley da viaggio.
- Maniglie di spinta con freni manuali e di stazionamento. Non disponibili per Trolli T60 con autospinta.
- Schienale resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro.
- Seduta leggermente basculata. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.
- Tappezzeria (non estraibile) estremamente traspirante, resistente e facilmente lavabile. Ignifuga secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
- Borsetta porta manuale (Trolli T30) e chiave sul retro dello schienale.
- Poggiatesta regolabile in altezza. Pedane ribaltabili e girevoli senza ingombro.
- Ruote anteriori piene (imperforabili) piroettanti da 7" (cm 17) per le misure 36 e 40 e per tutte le misure di Trolli T60 con autospinta; da 8" (20 cm) per la misura 43.
- Ruote posteriori piene (imperforabili) con freni indipendenti a tamburo da 10" (25 cm) per le misure 36 e 40; da 12" (30 cm) per la misura 43. Nella versione autospinta da 22" (56 cm) con dispositivo di antiribaltamento. Leva di superamento gradini su entrambe le ruote.

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

Colore Telaio: **Nero**

Colore Tappezzeria: **Nero**

#### MISURE



### Trolli T30

Unità di misura: cm

mis. 36

mis. 40


mis. 43




	A	C	C1	C2	D	F	G	Peso ausilio Trolli T30	Peso ausilio Trolli T60	Portata Massima
misura 36	36 cm	59 cm	64 cm	49 cm	36 cm	42 cm	94 cm	13,1 kg	16,8 kg	80 kg
misura 40	40 cm	63 cm	68 cm	53 cm	40 cm	46 cm	94 cm	13,6 kg	17,3 kg	90 kg
misura 43	43 cm	66 cm	71 cm	56 cm	40 cm	42 cm	97 cm	14,1 kg	17,8 kg	110 kg

\* Range di regolazione in altezza con componente aggiuntivo 951 max. 101 cm

### Trolli T60 con ruote da autospinta



chiuso senza le ruote autospinta



**951** Maniglie di spinta regolabili in altezza.

**OPZIONABILI SOLO SE ORDINATE CON IL PRODOTTO**



COMPONENTI

OPZIONABILI SUCCESSIVAMENTE

**947** Cintura pelvica ad angolo variabile.

S  M



**920** Cintura pelvica a 4 punti.

S  M



**853** Pettorina a bretellaggio.

S



**853 slim** Pettorina sagomata a quattro punti.


M



**958** Pelotte al bacino con imbottitura interna. Riducono la larghezza seduta di 4 cm.

**Imbottitura extra.** Riducono la larghezza seduta di 8 cm.

Non disponibili per la versione con ruote da autospinta



**960** Fermatallon.



**956** Pedane con regolazione dell'inclinazione.



**858** Cestino portaoggetti.



**812** Direzionatori ruote anteriori.



**968** Imbottiture per braccioli, facilmente rimovibili per il lavaggio.



**966** Kit di trasformazione da Trolli T30 a Trolli T60. Per la misura 43 verranno fornite anche le ruote anteriori.



**891** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli.



Note.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## MISURE COMPONENTI

<p><b>947</b></p> <p>small A=19 cm B=6 cm</p> <p>medium A=25,5 cm B=8 cm</p>	<p><b>920</b></p> <p>small A=16 cm B=15,5 cm</p> <p>medium A=23 cm B=19 cm</p>	<p><b>853</b></p> <p>small A=25 cm B=34 cm</p>	<p><b>853 slim</b></p> <p>medium A=33 cm B=46 cm C=5 cm</p>	<p><b>951</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-------------------