

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

CARATTERISTICHE

- **Telaio base** verniciato con polveri epossidiche atossiche. Compatto e regolabile in altezza - per consentire l'accostamento a piani di appoggio e di lavoro - tramite molla a gas per la regolazione con il bambino seduto. Il sistema di regolazione in altezza, brevettato a livello internazionale e tipico della "famiglia di prodotto GRILLO" consente di avere una base compatta, poco ingombrante offrendo al contempo un range ampio di regolazione in altezza.
- Grillo Adaptive Seating ha una tappezzeria estremamente **traspirante, confortevole, durevole, facile da lavare e veloce da asciugare**, composta da:
 - » Tappezzeria portante non estraibile: la trama dal design essenziale permette un'eccellente traspirabilità che **riduce la sudorazione e la formazione dei batteri**. La composizione del tessuto permette una facile igienizzazione e lavaggio con tempi di asciugatura rapidi. Mantiene la **performance anche a carichi elevati**, è **ignifuga** secondo la classe 1 di reazione al fuoco (materiali combustibili non infiammabili) secondo il D.M. 26 Giugno 1984 e s.m.i.
 - » Rivestimento asportabile è composto da materiale traspirante e **altamente innovativo** sia internamente che esternamente. Il tessuto interno è tridimensionale, **leggero** e garantisce una circolazione dell'aria elevata. Permette un'**ottimale distribuzione del peso** ed un ottimo comfort. Il tessuto esterno è anche estremamente **resistente all'abrasione**. **Ignifugo** secondo le norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014.
- **Schienale** regolabile in altezza ed inclinazione tramite molla a gas. Abbattibile per il trasporto.
- **Bracciali** morbidi, regolabili in altezza, inclinazione, larghezza e rotazione.
- **Pelotte** al bacino **multiregolabili** per un maggior contenimento. Regolabili in larghezza, rotazione e in profondità.
- **Regolazioni sicure senza il rischio di perdere la vite.**
- **Seduta** basculabile tramite molla a gas; regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte multiregolabili.
- **Cintura Pelvica 947** fornita di serie.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza e inclinazione con fulcro fisiologico, tale da rendere la regolazione confortevole. Regolabile in profondità insieme alla seduta.
- **Poggiapolpacci** regolabili in altezza e profondità.
- **Poggiapiedi** ribaltabili e regolabili in flessione-estensione.
- **Ruote gemellate piene** da 75 mm, piroettanti dotate tutte di freno di stazionamento.



Marcato CE

Attenzione! Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione

Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒


Colore Tappezzeria schienale:

Colore Telaio: **bianco**



tabella misure in cm con e senza poggiatesta esterno

Con il poggiatesta esterno 863 non alzare lo schienale oltre la linea rossa.



	A	B	C1	C2	D	E	F	G	L	M	Peso Ausilio	Portata Massima	Altezza Utente (H)
Medium	25-35 cm	28-43 cm	40-55 cm	40-70 cm	16-20 cm	20 cm	58 cm	74 cm	25-40 cm	70 cm	24,3 kg	45 kg	110-145 cm



DA COMPLETARE CON IL POGGIATESTA

<input type="checkbox"/> 865 Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.	<input type="checkbox"/> 835 Poggiatesta sagomata con contenimento laterale e occipitale regolabile in altezza.	<input type="checkbox"/> 863 Poggiatesta posturale che si adatta alla conformazione del capo. Regolabile in altezza, inclinazione e profondità.
		

PER AGEVOLARE LA GESTIONE DELLA SALITA E DISCESA DEL DISPOSITIVO SCEGLIERE UNA DELLE DUE MOLLE A GAS:

- STANDARD (600N) consigliata per utenti con peso fino a 45 kg.
- PIÙ LEGGERA (400N) consigliata per utenti con peso fino a 35 kg.

 IN CASO DI MANCATA SELEZIONE del modello di poggiatesta, e del tipo di molla a gas, il seggiolone verrà inviato con il poggiatesta 865 più semplice e con la molla a gas STANDARD.



COMPONENTI AGGIUNTIVI

947 Cintura pelvica ad angolo variabile (fornita di serie) <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M	920 Cintura pelvica a quattro punti <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M	838 Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale. <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> 868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco regolabili in altezza, larghezza ed in senso trasversale.	<input type="checkbox"/> 961 Pelotte per gomito
				
853 Pettorina a bretellaggio <input type="checkbox"/> S	853 slim Pettorina sagomata a quattro punti <input type="checkbox"/> M	834R Divaricatore imbottito regolabile in profondità e abduzione. <input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M	834N Divaricatore imbottito stretto (narrow) <input type="checkbox"/> mini/S <input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> 824 Tavolo con incavo avvolgente regolabile in profondità, altezza e inclinazione con i braccioli.
				
<input type="checkbox"/> 960 Fermatalloni	<input type="checkbox"/> 962 Fermapiedi + Fermatalloni	Note: _____ _____ _____ _____ _____		
				

M
I
S
U
R
E
C
O
M
P
O
N
E
N
T
I


863

A= 17 cm
B= 13-19 cm




835

S/M A=18 cm




947



small
A=19 cm
B=6 cm

medium
A=25,5 cm
B=8 cm


920



small
A=16 cm
B=15,5 cm

medium
A=23 cm
B=19 cm


838




small
A=10 cm
B=12 cm

medium
A=11 cm
B=17 cm

C=21-29 cm




868




small
A=26 cm
B=9 cm

853




small
A=25 cm
B=34 cm

853 slim



medium
A=33 cm
B=46 cm
C=5 cm


834R



mini/s
A=12 cm
B=8-10 cm
C=9 cm

medium
A=14 cm
B=10-13 cm
C=13 cm


834N



mini/s
A=12 cm
B=4 cm
C=14 cm

medium
A=15 cm
B=4 cm
C=17 cm

824



A= 16 cm C= 53 cm
B= 38 cm D= 64 cm