

comprensivo della cintura
pelvica a 45° per bacino 894

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:




CARATTERISTICHE

- **Telaio** pieghevole in acciaio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.
- **Cuscino** asportabile, rivestito con tessuto 100% poliestere.
- **Schienale** rigido, reclinabile su quattro posizioni con semplice bloccaggio a scatto.
- **Sedile** rigido fisso.
- **Poggiagambe** reclinabile con bloccaggio rapido.
- **Pedana** regolabile e ribaltabile con battitacco.
- **Freni** a tamburo.
- **Ruote**: anteriori imperforabili piroettanti da cm 17,5 e posteriori imperforabili da cm 30.

Riconducibile ai seguenti COD. ISO indicativi: 12.27.03.006 12.24.03.109
Isritto al Repertorio Dispositivi Medici con n. 154988/R

Certificato CERAH Francia
Marcato CE



Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco


MISURE



OBI-4

Colore Telaio: **azzurro**

Colore Cuscino: **verde-rosa-blu (combinati)**



MIS.	portata massima	peso ausilio	A	B	C	D	E	F	G	L	M	H
4	70 kg	20,1 kg	66,5 cm	41 cm	124 cm	105 cm	40 cm	76 cm	32-47 cm	103 cm	51 cm	150-175 cm

COMPONENTI AGGIUNTIVI

835 Poggiatesta con protez. parietali
Cod. ISO 12.27.03.133



816 Cuscinetti di spinta laterale
Cod. ISO12.27.03.121x2



834 Divaricatore imbottito
Cod. ISO 12.27.03.118



853 Cinghia a bretellaggio
Cod. ISO 12.27.03.115



827 Cinturini fermapiedi
Cod. ISO 12.27.03.130



839 Appoggiamani
Cod. ISO 18.09.39.154



837 Tavolino normale
Cod. ISO12.27.03.124



819 Cappottina



825 Sacca parapigioggia
(da fissare alla cappottina 819)



818 Sacca termica




858 Cestino in rete



812 Direzionatori ruote anteriori
Cod. ISO 12.06.09.145



891 Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia, su veicoli in movimento (auto private, bus, ecc..)



Note:
