

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATE CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:



Prodotto Marcato **CE**

C
A
R
A
T
T
E
R
I
S
T
I
C
H
E

- Triciclo **ergonomico** e **modulare** che aiuta l'utente a mantenere una postura appropriata e rende la pedalata più facile grazie al suo design e ai suoi componenti.
- **Telaio ribassato** per facilitare la salita e la discesa.
- **Movimento centrale anteriorizzato rispetto alla seduta** per facilitare la pedalata.
- **Pignone ottimizzato** per agevolare la pedalata in sicurezza.
- **Telaio chiudibile** per ridurre l'ingombro durante il trasporto.
- **Manubrio regolabile** in altezza, in senso antero-posteriore e reversibile.
- **Manopole ampie ed ergonomiche**, per aumentare il comfort.
- **Campanello.**
- **Fanalino posteriore a led.**
- **Pedivelle regolabili** in lunghezza.
- **Freno anteriore con dispositivo di bloccaggio** azionabile tramite pulsante sul manubrio e posizionabile sia a destra che a sinistra. La distanza tra la leva freno e il manubrio è regolabile (tramite vite).
- **Sella ergonomica regolabile** in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore.
- **Cestino posteriore** portaoggetti.
- **Ruote pneumatiche da 16"**. Attraverso il meccanismo posteriore, è facilmente registrabile il tiraggio della catena.
- **Sgancio rapido ruota anteriore.**



Attenzione!
Leggere attentamente il manuale d'uso e manutenzione


Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco

M
I
S
U
R
E

COLORE TELAIO:


- Blu
- Rosso
- Rosa

Vista dall'alto




Cestino portaoggetti
Misure interne

L	44,9 cm
M	23,6 cm
N	6,6 cm
Portata Max.	25 kg



C1= C2-2cm



	Portata Massima	Peso Ausilio	A	B	C1*	D	E	F	G	I	Altezza Utente (H)
misura S	Kg. 45	Kg. 20	cm 50	cm 69	cm 47-63	cm 16	cm 119	cm 41	cm 74	cm 80	cm 100-125

*Con sella standard. È possibile regolare ulteriormente la posizione in altezza della sella (± 3cm) agendo sul morsetto di fissaggio.

Scegli una delle configurazioni

Pignone Fisso

Ruota Libera

Differenziale e Pignone Fisso

Differenziale e Ruota Libera

COMONENTE OPZIONABILE SOLO IN FASE DI PRIMO ORDINE DEL TRICICLO

Manubrio Standard

mini Small

Indicare la posizione del freno sul Manubrio:

Sinistra Destra

In assenza di indicazioni verrà montato a destra.



COMPONENTI OPZIONABILI ANCHE SUCCESSIVAMENTE

880 Maniglie Ergonomiche regolabili in inclinazione in maniera indipendente (1 paio). stessa misura del Manubrio.

Indicare la posizione del freno sulle Maniglie Ergonomiche



845 Sostegno avambraccio

Sinistra Destra

mini S-M



875 Fermapolso con sostegno e guanto multiregolabile in modo indipendente.

Sinistra Destra

mini S-M



842P Supporto Pelvico con fascia, regolabile in altezza.

Selezionare anche il componente 883



842T Supporto Toracico con fascia e snodo. Regolabile in altezza, inclinazione e in senso antero-posteriore. Selezionare anche il componente 883.



883 Asta regolabile in altezza per supporto sia Toracico che Pelvico (asta unica) Selezionare anche il modello del supporto.



877 Spalliera piatta.



843 Sella divaricatrice con canotto per supporti.




876 Sella monociclo con canotto per supporti.



103 Imbottitura per sella monociclo.



840 Fermapiedi a staffa con cinturino (1 paio).



841 Fermapiedi a staffa, con impronta piede regolabile e allacciatura, con laccio di supporto.

Sinistra Destra



846 sostegno caviglia regol. in altezza, con laccio di supporto. Solo con accessorio 841.

Sinistra Destra

mini S-M L-XL



923 Maniglione per l'assistente.



963 Maniglione STERZANTE, per l'assistente, regolabile in altezza. Non installabile in presenza dei componenti 881 o 882.



881 Limitatore di sterzata.



882 Limitatore di sterzata con molle che consentono di riportare lo sterzo alla posizione centrale.



879 Cestino anteriore



878 Copertoni MTB (3 pz.) in alternativa ai copertoni standard.

